

PARSIAN TEB ZAMAN ENGINEERING Co.

تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی


ESR Reader SEDIMEX



PARSIAN TEB ZAMAN ENGINEERING Co.



شرکت مهندسی پارسیان طب زمان
PARSIAN TEB ZAMAN ENGINEERING Co.



مشخصات دستگاه ESR Reader مدل Sedimex

Random Access

۱۰ و ۳۰ کاناله

حداکثر ۲۰ تست در ساعت (۱۰ کاناله) و حداکثر ۶۰ تست در ساعت (۳۰ کاناله)

محاسبه نتایج بر اساس روش Westergren

اعلام نتایج در ۱۸ درجه سانتیگراد

دارای منوی فارسی

قابلیت اتصال به چاپگر

CV = ۳%

نرم افزار ساده و کاربری آسان

مشخصات فنی

صفحه نمایش : گرافیک LCD (128x240)

ولتاژ ورودی : 220 ± 10% V - 50-60 Hz

ابعاد : (40x35x17) Cm

وزن : 7 Kg

تهران . خیابان سعدی شمالی . خیابان شهید برادران قائدی . پلاک ۲۳۴ . واحد ۱

تلفن و فکس : ۷۷۶۸۶۵۰۲ (۰۲۱)

www.parsiantebzaman.com

Email . info@narsiantehzaman.com