


PARSIAN TEB ZAMAN ENGINEERING Co.

تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی

Microplate Luminometer Lumex



PARSIAN TEB ZAMAN ENGINEERING Co.



مشخصات دستگاه کمی لومینسانس Microplate Reader Lumex

سیستم کاملاً Open

دیتکتور : Photomultiplier (PMT)

محدوده دینامیکی خطی : 10^6

محدوده طول موج : 300nm ~ 650nm

دارای مدهای محاسباتی Control option , Lines regressions , Point to point

سیستم Photon Counting

دارای سیستم Self Calibration

اتصال به کامپیوتر توسط RS232

دارای نرم افزار قدرتمند با کاربری بسیار آسان

قابلیت خوانش چند تست مختلف در یک پلیت

دارای میکسر

دارای منوی فارسی

قابلیت استفاده در تمامی آزمایشگاهها ، مراکز علمی و تحقیقاتی

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : $220 \pm 10\% V$ - 50-60 Hz

ابعاد : (41x40x20) Cm

وزن : 15 Kg

تهران . خیابان سعدی شمالی . خیابان شهید برادران قائدی . پلاک ۲۳۴ . واحد ۱

تلفن و فکس : ۰۲۰ ۷۷ ۶۸ ۶۵ (۰۲۱)

www.parsiantebzaman.com

Email : info@parsiantebzaman.com